

AccuVein AV400 venskanner

Den minsta och lättaste venskannern



AccuVein AV400 venskannern som med infrarött ljus hjälper dig att identifiera de bäst användbara venerna.

Lätt att använda. Kan hållas i alla vinklar med ett avstånd på 10 - 45 cm från huden.

Liten, lätt och portabel. Ligger bekvämt i handen och väger endast 275 g. Omvandlas lätt till handsfree-modell genom att placeras i ett flexibelt stativ.

Skannar djupare. Kan belysa vener ned till 10 mm under hudens yta.

Uppladdningsbart batteri. 3 timmars aktiv skanning. För uppladdning placeras AV400 i den medföljande laddningsstationen.

Visningsläge. Har förbättrats genom att öka synligheten av små vener.

Patientkategorier. Lämplig till såväl nyfödda som vuxna. Användarvänlig under alla ljusförhållanden och på alla hudfärger.



Top Innovation Award
EMS World Magazine
October 2011

**A Top 10 Technology for
Healthcare Professionals**
Medical Device Developments,
December 2010

**A Best New Product
for Pediatricians**
Contemporary Pediatrics