



**ZOLL**



**AED**



# ZOLL AED 3™

## En banbrytande AED

### SMART

#### Real CPR Help®

- Real CPR Help vägleder räddningspersonalen så att de kan ge högkvalitativ HLR enligt aktuella riktlinjer
- Återkoppling i realtid för kompressionsdjup och kompressionstakt
- Bilder i helfärg med integrerad röst och text- och bildmeddelanden som stöd under livräddningen
- Förbättrad kompressionsmätare visar livräddarna när de utför bra hjärtlungräddning i realtid

#### RapidShock™-analys

- Hjärtrytmanalys på så kort tid som 3 sekunder
- Minimal HLR-paustid ger en mer kontinuerlig HLR

Ring +1 978 421 9655 eller besök oss på [www.zoll.com/aed3](http://www.zoll.com/aed3) för mer information om ZOLL AED 3™.

ZOLL AED 3 kan inte säljas i USA. Produkten har ännu inte fått godkännande från amerikanska Food and Drug Administration.

© 2018 ZOLL Medical Corporation. Med ensamrätt. Program Management Onboard, Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL AED 3 och ZOLL är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör ZOLL Medical Corporation i USA och/eller i andra länder.

### BEREDD

#### Integrerad pediatrik livräddning


- Universal CPR Uni-padz™ är alltid redo för livräddning av både vuxna och barn

#### Låg ägandekostnad

- Elektrodpaddarna och batterierna vara i 5 år – färre byten och lägre total ägandekostnad

#### Aktiverad wifi

- Övervaka och hantera hjärtstartarberedskapen och programhanteringen på enkelt sätt
- Automatiska meddelanden efter alla eventuella misslyckade självttest
- Elimineras behovet av regelbundna fysiska underhållsinspektioner
- Överför falldata snabbt



# ZOLL®

Tryckt i USA.  
MCN IP 1707 0197-22