

## AccuVein AV500 venskanner

Den minsta och lättaste venskannern



AccuVein AV500 venskannern som med ett infrarött ljus hjälper dig att identifiera de bäst användbara venerna.

**Lätt att använda.** Kan hållas med ett avstånd på 15 - 25 cm från huden.

**Liten, lätt och portabel.** Ligger bekvämt i handen och väger endast 283 g. Omvandlas lätt till handsfree-modell genom att placeras i ett flexibelt stativ.

**Skanningsdjup.** Kan belysa vener ned till 10 mm under hudens yta.

**Uppladdningsbart batteri.** Lithium Ion. 2 timmars aktiv skanning. För uppladdning placeras AV500 i den medföljande laddningsstationen.

**Visningsläge.** Har förbättrats genom att öka synligheten av små vener genom tre ljuslägen och grönt visningsljus.

**Klass 1-laser.** AV500 använder en klass 1-laser.

**Patientkategorier.** Lämplig till såväl nyfödda som vuxna. Användarvänlig under alla ljusförhållanden och på alla hudfärger.

