

# SCREENI® HD

Högupplöst bildsystem



**axessvision**  
part of The Surgical Company

HIGH QUALITY VISION & SAFETY.  
ANYTIME, ANYWHERE.

# SCREENI® HD

## ETT MOBILT, INNOVATIVT SYSTEM

Screeni® bildsystem är inte bara en enkel pekskärm utan tack vare en särskild algoritm ger skärmen en högupplöst bildåtergivning – trots att det rör sig om en engångsprodukt.

Screeni® är ett ändamålsenligt system som har tagits fram i syfte att vara banbrytande enkelt att navigera och använda, samtidigt som den är mobil och smidig att arbeta med även i trånga utrymmen.



## STOR HD-SKÄRM

En användarvänlig 10,1 tumms pekskärm med tydlig bildåtergivning. Den kan monteras på en droppställning och är enkel att justera med ergonomiska handtag på båda sidorna.



## SNABB MONTERING

Screeni® är utrustad med ett snabbfäste så att skärmen enkelt kan monteras på en droppställning. Den kan även lossas på bara några sekunder om skärmen istället behöver placeras på en vagn.



## ENKELT ATT TRANSPORTERA

Endoskopen Agile och Vortex kan hängas i stödfästena på Screeni®. På så sätt finns de alltid till hands, och de är enkla att särskilja tack vare sina färgmarkeringar.

## TEKNISKA EGENSKAPER

ELEKTRISKA EGENSKAPER	Strömförsörjning	Ineffekt: 100–240V AC/50–60Hz/0,6A Uteffekt: 15V DC/2A
	Skyddsklass mot elstötar	Klass 2
	Batterityp	Litiumjon- batteri
PEKSKÄRM	Batteritid	3h
	Skärmstorlek	10,1 tum
ÖVRIGT	Maximal bildupplösning	1280×800
	Kapslingskydd	IP 30
	Mått (L × H × D)	300 × 200 × 110mm
	Vikt	1,8kg
	Medföljande tillbehör	Laddare och monteringsfäste
ARTIKELNUMMER	Fysiskt minne	16GB
	Ingånganslutning	USB typ A
	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000