

HAMILTON-C1 Ventilator

Minimal storlek med maximal prestanda



HAMILTON-C1

HAMILTON
MEDICAL

HAMILTON-C1 är en liten och kompakt intensivvårdsventilator som endast kräver ett litet utrymme. HAMILTON-C1 kombinerar, pålitlighet, enkelt användargränssnitt, och maximal mobilitet med hög prestanda. Idealisk för användning inom intensivvården, akutkliniken, intermediärklinik, uppvak och för transporter inom sjukhuset.

HAMILTON-C1 erbjuder:

- Ventilation av vuxna, barn och neonatala, 2-2000 ml VT
- nCPAP och volymgaranti till neonatala
- Oberoende av luft och ström
- 4 timmars batterikapacitet
- Optimal prestanda för noninvasiv behandling
- Toppflöde 260 L/min
- Intelligent ventilation med ASV
- Unikt användargränssnitt med ventilations cockpit
- Proximal flödessensor

