

## HAMILTON-C3 Ventilator

Den kompakta high-end ventilationslösningen



### HAMILTON·C3

**HAMILTON**  
**MEDICAL**

HAMILTON-C3 är utformade för att ventilera vuxna, barn och neonatala patienter i intensivvårdssituationer. HAMILTON-C3 är en allt i en ventilator, som med sin kompakta konstruktionen är optimerad både som en stationär ventilator och under interna transporter.

#### HAMILTON-C3 erbjuder:

- 12.1" stor högupplöst skärm visning av relevant patientdata
- Unikt gränssnitt med ventilations cockpit
- Högpresterande NIV med stor läckagekompensation
- Lätt och enkelt för interna transporter
- Intelligent ventilation med ASV
- Integrerad turbin
- 7 timmars batteritid och utbytbara batterier
- Volymetrisk
- CO<sub>2</sub>-övervakning

