

# HAMILTON-G5 Ventilator

## Intelligent ventilation



## HAMILTON-G5



HAMILTON-G5 har allt du kan förvänta av en high-end ventilator från neonatala till vuxna patienter och erbjuder en säker ventilation. Med IntelliVent-ASV kan HAMILTON-G5 hjälpa till att minska arbetsbördan av rutin uppgifter vid mekanisk ventilation samt reducering av larm, vilket ger användaren mer tid till patienten och det främjar även säkerheten.

### HAMILTON-G5 erbjuder:

- Från konventionell till intelligent ventilation ASV
- IntelliCuff - Automatisk kuffreglering och minskar VAP
- P/V Tool - Optimalt PEEP och lungrekrytering
- Transpulmonell tryckmätning
- Intuitivt användargränssnitt - Ventilations cockpit
- Färre interaktioner och larm med ASV
- Snabb överblick av all viktig information
- Möjlighet att ventileras vuxna, barn och neonatala patienter

