

HAMILTON-H900 Befuktare

Intelligent aktiv befuktare



HAMILTON-H900

HAMILTON
MEDICAL

HAMILTON-H900 är utvecklad med fokus på användarvänlighet och optimal styrning av kondens. HAMILTON-H900 befuktaren är säker, enkelt och snabbt att montera. Den har ett tydligt och intuitivt gränssnitt som gör befuktaren enkel att använda. Den intelligenta befuktaren ger en effektiv befuktning till patienten.

HAMILTON-H900 erbjuder:

- Inga kablar som hänger löst, eftersom dom är integrerade i slangväggen
- Markant reducerad kondens
- Kammare och slangar levereras tillsammans och är mycket enkelt och säkert att montera
- Möjlighet att justera temperatur och luftfuktighet
- Intuitiv vinklat användargränssnitt, som lätt ses stående
- Värmekablar är inbyggda i slangväggen - ingen turbulens eller motstånd
- Längre slangar ger större flexibilitet
- Valfri integration med styrning från HAMILTON-G5/S1 ventilator

