

## HAMILTON-T1 Transportventilator

Den första high-end intensivvårdsventilator utvecklad för patienttransport



### HAMILTON-T1

**HAMILTON**  
**MEDICAL**

HAMILTON-T1 är utformad för att ventileras vuxna, barn och neonatala intensivvårdspatienter under transport i flyg, helikopter och ambulans. HAMILTON-T1 kombinerar funktionaliteten hos en fullt utrustad intensivvårds ventilator och har den kompakta och robustheten, som är nödvändig vid transport.

#### HAMILTON-T1 erbjuder:

- Kan ventileras helt ner till 200g (2 ml VT)
- Imponerande läckagekompensation i NIV och nCPAP
- Högpresterande inbyggd turbin resulterar till en väsentligt lägre O<sub>2</sub> förbrukning under drift
- Betydligt färre interaktioner med Hamiltons unika ventilationsmode ASV
- Kompakt design med tilltalande och intuitiv touchscreen
- 9 timmars batteritid (utbytbara batterier)
- Ingen extern strömförsörjning
- CO<sub>2</sub> och SpO<sub>2</sub>-övervakning

