

Broncoflex™

Single-use Bronchoscope

SCREENI™ HD

HIGH-DEFINITION
DISPLAY SYSTEM



SCREENI™ HD

ETT MOBILT, INNOVATIVT SYSTEM

Screeni™ bildsystem är inte bara en enkel pekskärm utan tack vare en särskild algoritm ger skärmen en högupplöst bildåtergivning – trots att det rör sig om en engångsprodukt.

Screeni™ är ett ändamålsenligt system som har tagits fram i syfte att vara banbrytande enkelt att navigera och använda, samtidigt som den är mobil och smidig att arbeta med även i trånga utrymmen.




STOR HD-SKÄRM

En användarvänlig 10,1 tumms pekskärm med tydlig bildåtergivning. Den kan monteras på en droppställning och är enkel att justera med ergonomiska handtag på båda sidorna.



SNABB MONTERING

Screeni™ är utrustad med ett snabbfäste så att skärmen enkelt kan monteras på en droppställning. Den kan även lossas på bara några sekunder om skärmen istället behöver placeras på en vagn.



ENKELT ATT TRANSPORTERA

Endoskopen Agile och Vortex kan hängas i stödfästena på Screeni™. På så sätt finns de alltid till hands, och de är enkla att särskilja tack vare sina färgmarkeringar.

TEKNISKA EGENSKAPER

ELEKTRISKA EGENSKAPER	Strömförsörjning	Ineffekt: 100–240V AC/50–60Hz/0,6A Uteffekt: 15V DC/2A
	Skyddsklass mot elstötar	Klass 2
	Batterityp	Litiumjon- batteri
	Batteritid	3h
PEKSKÄRM	Skärmstorlek	10,1 tum
	Maximal bildupplösning	1280x800
ÖVRIGT	Kapslingskydd	IP 30
	Mått (L x H x D)	300 x 200 x 110mm
	Vikt	1,8kg
	Medföljande tillbehör	Laddare och monteringsfäste
	Fysiskt minne	16GB
ARTIKELNUM- MER	Ingångsanslutning	USB typ A
	Digital videoutgång	Ethernet (SN SCR30) HDMI (SN SCR31)
	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD Easy BAL Clip	20030001 10030001 30030000 41010000

The Surgical Company Endovision
Axess Vision Technology
Zone de la Liodière - 6 rue de la Flotière
37300 Joué-lès-Tours (France)
Tel.: + 33 (0)2 47 34 32 90

<https://www.tsc-group.com/endovision/>
www.broncoflex.com

